

Chantal

Produtos Theraband



 THERABAND



BAND LOOP



Cor	Nível	Código 20cm	Código 30cm	Código 45cm
Amarela	Suave	TB20810	TB20811	TB20812
Vermelha	Médio	TB20820	TB20821	TB20822
Verde	Forte	TB20830	TB20831	TB20832
Azul	Extra Forte	TB20840	TB20841	TB20842

FAIXA ELÁSTICA DE RESISTÊNCIA

Cor	Nível	Código 1,5m	Código 45,5m
Amarela	Suave	TB11878UN	TB20120
Vermelha	Médio	TB11879UN	TB20130
Verde	Forte	TB11880UN	TB20140
Azul	Extra Forte	TB11881UN	TB20150
Preta	Forte Especial	TB11882UN	TB20160
Prata	Super Forte	TB11883UN	TB20170
Ouro	Máximo	TB11884UN	TB20180



Níveis de Resistência

Produtos confeccionados em látex		Resistência em quilograma		
Faixa Elástica e Band Loops Theraband	Progressão da força muscular a cada mudança de cor	100% alongado	200% alongado	
Bronze (extras suave)		1.1	1.5	
Amarela (suave)	25%	1.3	2.0	
Vermelha (médio)	25%	1.7	2.5	
Verde (forte)	25%	2.1	3.0	
Azul (extraforte)	25%	2.6	3.9	
Preta (forte especial)	25%	3.3	4.6	
Prata (superforte)	40%	4.6	6.9	
Ouro (máximo)	40%	6.5	9.5	

INICIAL
↓
AVANÇADO



KINESIOLOGY TAPE

Cor	Código
Preto	TB12743
Bege	TB12745
Azul	TB12746
Pink	TB12747
Verde	TB12749

Tamanho

5 metros



 **THERABAND**

Fábrica & Distribuidora
Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

Escritório & showroom
Rua Orense, 41, Sala 709
Centro, Diadema - SP
09920-650

11 3201 1155
sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal