

Chantal

Manutec Fix Rizart



ORLIMAN®

Manutec Fix Rizart

SEM LÁTEX

M770

CINZA



▶ Características

Tala confeccionada em materiais respiráveis de última geração, que incorpora furos na superfície para facilitar a passagem do ar. Fornecido com sistema imobilizador que consiste em um núcleo de alumínio maleável, podendo ser moldado para a anatomia do paciente. Design bilateral permite ser adaptado à mão esquerda e direita. Sistema de fecho por cinta de tecido respirável e fecho no microgancho.

▶ Efeitos

Estabilização e imobilização.

▶ Indicações

Rizartrose do polegar. Torções. Tendinites. Instabilidade da articulação trapeziometacarpiana. Lesões esportivas (ex: polegar do esquiador).



Medir circunferência do punho.

Tamanho	Circunferência (cm)	Comprimento do produto (cm)
1	14-18	11
2	18-22	13



Materiais de última geração
Três camadas de tecido respirável.



Tala bilateral
Seu design permite ser adaptado tanto para a mão esquerda como para a direita.



Áreas de respiração e ventilação
Facilitam a circulação de ar, dissipando a umidade.



Sistema de imobilização das articulações trapeziometacarpiana e metacarpofalângica.

MADE IN SPAIN

Orliman •



ORLIMAN®

Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal