

Chantal

Manutec Fix



ORLIMAN®



Sistema de fechamento e ajuste da mão e do punho através de uma única tira de tração localizada no punho, que se divide em uma alça para a mão e outra para o punho.

Duas faixas de velcro localizadas na área palmar permitem ajuste personalizado da compressão na região metarcarpiana.



Medir circunferência do punho.

Características

Tala confeccionada com materiais respiráveis de última geração, oferecendo um sistema triplo de imobilização, contendo tala palmar de alumínio flexível e tiras anatômicas médio-laterais. Design bilateral que permite adaptação para as mãos esquerda e direita.

Efeitos

Estabilização e imobilização.

Indicações

Imobilização do punho. Pós-operatório. Instabilidade. Reabilitação.



Materiais de última geração
Três camadas de tecido respirável.



Tala bilateral
Seu design permite ser adaptado tanto para a mão esquerda como para a direita.



Áreas de respiração e ventilação
Facilitam a circulação de ar, dissipando a umidade.



Sistema Imobilizador
Sistema triplo imobilizador. Tala palmar e placas mediais e laterais anatômicas.

Tamanho	Circunferência
1	14-18
2	18-22

Comprimento do produto: 21cm



ORLIMAN®

Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal