

Chantal

Lumbar Secure



*Mantenha seu corpo em movimento com os suportes compressivos da **Linha Oppo Accutex**.*



A. Suportes Flexíveis: Quatro suportes flexíveis nas costas fornecem suporte concentrado para a área lombar-sacral. O metal altamente flexível permite que os suportes se adaptem facilmente à coluna para melhor estabilização.

B. Alças Reforçadas: As alças reforçadas permitem compressão ajustável para dar suporte aos músculos centrais e fornecer um ajuste firme para melhor conformidade.

C. Painel Abdominal: O painel abdominal acolchoado combinado com alças reforçadas fornece uma intracompressão no abdômen para correção da postura.

D. A altura das costas de 9" / 12" melhora a estabilidade da coluna.

Indicações:

- Indicado para hérnia de disco, espondilose, tensão muscular e dor muscular (lombalgia).



Sobre o Accutex:

Com vários níveis de compressão usando diferentes densidades de tricô, desde leve, moderada até alta, oferece entradas sensoriais adequadas para diferentes tecidos para alcançar um padrão mais alto de suporte. Ativar seu movimento com confiança é o compromisso da Oppo Accutex de ajudar as pessoas a recuperarem seu estilo de vida saudável.

Por que Accutex?

- Melhor qualidade de suporte e efeito terapêutico.
- Melhoria superior da propriocepção e desempenho muscular.
- Maior nível de estabilidade da articulação. ou articular
- Maior conforto ao usar.

Efeito terapêutico do accutex



Malha 3D

Ajuste anatômico e permite o movimento.



Tecido de multiníveis de compressão

Três níveis de compressão: *Suave, moderada e alta.*



Conforto integrado

Garante otimização da redução de umidade para máximo conforto.



Tecido leve e respirável

As extremidades da cinta proporcionan ajuste ideal sem irritação e pressão.



Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal