

Chantal

Linha Kids



KIDS

KIDS



Criança gosta mesmo é de brincar, correr, pular, andar de bicicleta, jogar. Isso é ótimo, porque faz parte do desenvolvimento infantil, mas também pode causar algumas lesões ou fraturas. É nessa hora que a Chantal analisa, pesquisa, projeta e desenvolve, com a colaboração de profissionais da área da saúde, produtos que ajudam a criançada conseguir uma recuperação eficaz no tratamento e voltar às atividades normais.

A nova linha Chantal Kids surpreende pela qualidade e variedade nos modelos. São produtos ortopédicos desenvolvidos com muito carinho e dedicação, seguindo as tendências internacionais e principalmente os padrões da norma brasileira NBR 15800 (tabela de medida infantil). O design anatômico e acabamento em tecido estampado lúdico proporcionam bem-estar e deixam o dia a dia mais confortável e divertido.





Tala para Punho com Dedos Livres (Bilateral)

CK802



Medir a circunferência do punho.

Indicações

Limitar o movimento de flexão do punho, aliviar a dor e manter posicionamento anatômico na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias que afetam a região do punho.

Características

Confeccionada com tecido brim (100% algodão) estampado e lona, apoio anatômico de plástico rígido (ABS), passantes de plástico e fecho com Velcro®. Projetada para uso bilateral de maneira precisa e eficiente. A estampa do tecido torna o período de utilização do produto mais alegre e divertido. Produto lavável.

Tamanho	Medida (cm)
1	13-15
2	15-17



KIDS



Colar Cervical de Espuma

Indicações

Traumatismo, espasmo muscular (torcicolo), lesões leves, instabilidade, dores reumáticas do pescoço e somatizações (várias queixas físicas). Promove a estabilização da coluna cervical durante o sono.

Características

Anatomicamente projetado para promover segurança, conforto e sustentação durante o uso. Confeccionado em espuma de alta densidade, eficiente para suportar o peso da cabeça da criança, e com tecido brim (100% algodão) estampado macio, para promover suavidade à pele e menor teor de temperatura. O fechamento em Velcro® permite um ajuste preciso e eficaz. Produto lavável.

CK803



Medir a circunferência do pescoço. O colar deve ficar 1,5 cm abaixo da orelha.

Tamanho	Medida (cm)
1	28-32
2	33-42



Aparelho Elástico para Rotação dos Membros Inferiores (Sling)

Indicações

Correção da rotação interna ou externa dos membros inferiores.

Características

Confeccionado em elástico resistente, ajustável no quadril e no comprimento, reguladores em aço e ajuste com Velcro®.

CK809



Medir a circunferência do quadril

Tamanho	Medida (cm)
PP	42-47
P	48-53
M	54-59
G	60-65
GG	66-71
Cor	
Azul Royal	



KIDS



Tipoia Imobilizadora Estofada Velpeau (Dupla)

Indicações

Luxações recorrentes, instabilidades glenoumeral (articulações do ombro), luxações isoladas de cotovelo e outras lesões da região.

Características

Confeccionada com tecido brim (100% algodão) estampado, doublado com espuma para promover conforto durante o uso. Projetada para uso bilateral de maneira precisa e eficiente. Possui alças e fivelas largas de material resistente para promover um ajuste preciso e fechamento seguro. A estampa do tecido torna o período de utilização do produto mais alegre e divertido. Produto lavável.

CK800



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.

Tamanho	Medida (cm)
1	24-27
2	28-33

Tipoia Simples

CK804



Indicações

Sequelas de luxações do ombro, apoio e sustentação do membro superior gessado.

Características

Confeccionada com tecido brim (100% algodão) estampado para promover maior sustentação durante o uso. Desenvolvida para uso bilateral, a Tipoia Simples garante a sustentação do ombro esquerdo e direito de maneira eficaz. Possui alças e fivelas largas de material resistente para garantir um ajuste preciso e fechamento seguro, sistema que o próprio usuário será capaz de executá-lo. Produto lavável.



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.

Tamanho	Medida (cm)
1	24-27
2	28-33





KIDS



Imobilizador para Clavícula


Indicações

Tratamento de fraturas de clavícula.

Características

Confeccionado com tecido brim (100% algodão) estampado, forro interno de pluma acolchoada com espuma e poliamida, tiras de cadaço e passantes de metal para melhor ajuste, acolchoamento axilar para conforto e uma placa rígida (embutida) para proporcionar a imobilização. Produto lavável.

CK806



Medir de ombro a ombro.

Tamanho	Medida (cm)
1	26-28
2	29-32

Espaldeira para Postura

CK808



Indicações

Auxiliar no controle da cifose torácica postural.

Características

Confeccionada com tecido brim (100% algodão) estampado e elástico resistente. Abrange toda a região superior das costas, promove o realinhamento das escápulas e melhora a postura da criança. Fecho frontal em Velcro® que permite ajuste preciso e adequado. Produto lavável.



Medir a circunferência do tórax.

Tamanho	Medida (cm)
1	53-58
2	59-64





KIDS



Imobilizador de Joelho Posição Funcional

Indicações

Auxiliar no tratamento de doenças que acometem o joelho promovendo imobilização do mesmo.

Características

Confeccionado com tecido brim (100% algodão) estampado, forro interno com espuma flexível revestido com pluma, passantes de plástico, barbatanas posteriores de duralumínio, laterais com barbatanas flexíveis, cinta elástica sobre o joelho e ajuste com Velcro®. Produto lavável.

CK805



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.

Tamanho	Medida (cm)	Altura
1	27-32	35
2	33-40	40



Bota Imobilizadora Robocop

Indicações

Promover a imobilização do tornozelo nos casos de fraturas e outras lesões em que a imobilização total é necessária. Dependendo da indicação médica, a Bota Imobilizadora pode substituir o gesso suropodálico.

Características

Estrutura de base rígida, palmilha e protetores de EVA (calcanhar e panturrilha). Forro interno (poliuretano expandido), revestido com tecido brim (100% algodão) estampado. Fechos em velcro®, passantes de plástico e dois protetores maleolares de espuma revestida com pluma. Uso bilateral.

CK807

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

Código	Tamanho	Cor do forro
CK807-1	24-28	Estampado
CK807-2	29-32	Estampado





Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005

11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal