

Chantal

Catálogo Chantal



Pelo seu bem estar.

**COLAR CERVICAL**

de Espuma

Tamanho	Medida (cm)
PP	30-32
P	33-35
M	36-38
G	39-41
GG	42-44

C120AZ ●




Medir a circunferência do pescoço. O colar deve ficar 1,5 cm abaixo da orelha.

**ESPALDEIRA**

Educativo Postural

Tamanho	Medida (cm)
PP	70-75
P	76-85
M	86-95
G	96-105
GG	106-115

C329 ●



Medir a circunferência do tórax.

**FAIXA QUATRO PAINÉIS**

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
PP	60-80
P/M/G	80-110
GG/EGG	110-150

C320-0 ●
 C320-1 ●
 C320-2 ●
 GG/EGG



Medir a circunferência da cintura.

**COLAR CERVICAL**

com Apoio Mentoniano

Tamanho	Medida (cm)
P	33-36
M	37-39
G	40-43

C133 ●



Medir a circunferência do pescoço. O colar deve ficar 1,5 cm abaixo da orelha.

**FAIXA TORÁCICA**

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	80-89
M	90-99
G	100-109
GG	110-120

C206 ●

No tamanho de 20cm



Medir a circunferência do tórax.

**FAIXA TRÊS PAINÉIS**

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
PP	60-80
P/M/G	80-110
GG/EGG	110-150
EXGG	150-170

C319-0 ●
 C319-1 ●
 C319-2 ●
 C319-3 ●
 GG/EGG
 EXGG




Medir a circunferência da cintura.

**ESPALDEIRA**


para Postura em Brim

Tamanho	Medida (cm)
PP	70-75
P	76-85
M	86-95
G	96-105
GG	106-115

C334 ●



Medir a circunferência do tórax.

**FAIXA ABDOMINAL**

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	80-89
M	90-99
G	100-109
GG	110-120

C207 ●

Sem barbatanas 25cm

C208 ●

Com barbatanas flexíveis 25cm



Medir a circunferência da cintura.

**FAIXA LOMBAR**

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	80-89
M	90-99
G	100-109
GG	110-120

C310 ●


Sem barbatanas

C311 ●

Com barbatanas



Medir a circunferência da cintura.



FAIXA COLETE

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	80-89
M	90-99
G	100-109
GG	110-120

C316 ●
Barbatanas duras/alumínio

C317 ●
Barbatanas Flexíveis



Medir a circunferência da cintura.



COLETE PUTTI

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	80-89
M	90-99
G	100-109
GG	110-120

C325 ●
Elástico alto

C324 ●
Elástico baixo



Medir a circunferência da cintura.




IMOBILIZADOR EM OITO

para Clavícula

Tamanho	Medida (cm)
PP	70-75
P	76-85
M	86-95
G	96-105
GG	106-115

C335 ●



Medir a circunferência do tórax.



MUNHEQUEIRA

em Elástico

Tamanho	Medida (cm)
Único	17-23

C501PR ●



TALA PARA PUNHO

e Polegar Lona

Tamanho	Medida (cm)
P	17-18
M	19-20
G	21-22
GG	23-24

C611 ●
Lado Direito Preto

C612 ●
Lado Esquerdo Preto



Medir a circunferência do punho.



TALA PARA PUNHO

Dedos Livres (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
P	15-16
M	17-19
G	20-21
GG	22-24

C523 ●
Bilateral

C524 ●
Bilateral



Medir a circunferência do punho.



TALA PARA PUNHO

Dedos Livres Longa (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
P	17-19
M	20-21
G	22-23
GG	24-25

C525 ●



Medir a circunferência do punho.




TALA PARA PUNHO

e Polegar Lona Longa

Tamanho	Medida (cm)
P	17-18
M	19-20
G	21-22

C625 ●
Lado direito

C626 ●
Lado esquerdo



Medir a circunferência do punho.



TALA PARA PUNHO

Mão e Dedos em ABS

Tamanho	Medida (cm)
Único	Ajustável

C600D ●
Lado Direito

C600E ●
Lado Esquerdo



TIPOIA TRICOLINE SIMPLES

Tamanho	Medida (cm)
P	35-36
M	37-39
G	40-42
GG	43-45



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TIPOIA SIMPLES

em Tela

Tamanho	Medida (cm)
P	35-36
M	37-39
G	40-42



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TIPOIA IMOBILIZADORA

Estofada Velpeau (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
P	35-36
M	37-39
G	40-42
GG	43-45



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TIPOIA IMOBILIZADORA

Estofada Velpeau (Dupla)

Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-39
G	40-42
GG	43-45



Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TIPOIA FUNCIONAL

Tamanho	Medida (cm)
P/M	35-37
G/GG	38-41

Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TIPOIA FUNCIONAL

(Pós-Operatória- 30° A 40°)

Tamanho	Medida (cm)
P/M	35-37
G/GG	38-41

Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



FORRAÇÃO ORTOPÉDICA

para Cotovelo (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
Único	Ajustável

C140 ●



FUNDA PARA HÉRNIA

Inguinal

Tamanho	Medida (cm)
P	75-84
M	85-94
G	95-104
GG	105-110

Medir a circunferência do quadril.



FUNDA PARA HÉRNIA

Inguinal (Duplo)

Tamanho	Medida (cm)
P	75-84
M	85-94
G	95-104
GG	105-110

Medir a circunferência do quadril.



**IMOBILIZADOR DE JOELHO**

Posição Funcional (largo e estreito)

Altura(cm)	Estreito	Largo
50	45-49	54-64
60	50-54	60-70
70	55-58	66-76

C615
50cmC616
60cmC617
70cm

Medir a circunferência 15cm acima do centro da patela.

**IMOBILIZADOR PARCIAL**

de Joelho

Tamanho	Medida (cm)
P	42-43
M	44-45
G	46-47
GG	48-49

C618



Medir a circunferência 15cm acima do centro da patela.

**BOTA IMOBILIZADORA**

Robocop

Tamanho	Calçado	Altura (Longa)	Altura (Curta)
P	33-35	37cm	28cm
M	36-39	39cm	30cm
G	40-43	41cm	32cm

C7093
Longa
C7094
Curta

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

**FORRAÇÃO ORTOPÉDICA**

Posicionador de Pé (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
Único	Ajustável

C141U

**FORRAÇÃO ORTOPÉDICA**

para Calcanhar (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
Único	Ajustável

C139

**ESTABILIZADOR**

de Tornozelo (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
P	19-22
M	23-25
G	26-28
GG	29-30

C704



Medir a circunferência do tornozelo.

**ESTABILIZADOR**

de Tornozelo Sport Cast (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
Único	Ajustável

C708

**SANDÁLIA**

para Gesso (Bilateral)

Tamanho	Medida (cm)
PP	31-33
P	34-36
M	37-39
G	40-42
GG	43-45

C710PR

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

**BOLSA TÉRMICA**

Gel C076

Chantal

EVOLUTION

Comfort

LANÇAMENTO

Apresentamos a nova **Linha Comfort**, agora integrada à Linha Evolution, com novos produtos. Esta linha foi criada para oferecer mais **conforto e praticidade**, mantendo a qualidade e o desempenho que você já conhece.

Descubra nossa linha exclusiva de produtos:



TALA BILATERAL

Tala P/ Punho com Dedos Livres

Indicação:

Limitar o movimento e aliviar a dor do punho.



TALA PARA PUNHO E POLEGAR

Tala P/ Punho e Polegar - Direito e Esquerdo

Indicação:

Limitar a flexão do punho e polegar e aliviar a dor.



RETROPÉ

Sandália Baruk

Indicação:

Indicada para tratamento pós-operatório de joanete (Hallux Valgus), cirurgias do antepé.



PLANA

Sandália Baruk

Indicação:

Indicada para apoio e conforto no pós-operatório de osteotomias e fraturas do antepé.

**NOVA SANDÁLIA
BARUK**



C910

**TALA BILATERAL**

Tala P/Punho com Dedos Livres

Tamanho	Medida (cm)
1	16-20
2	21-25

Medir a circunferência do punho.

**TALA PARA PUNHO E POLEGAR**

Tala P/Punho e Polegar

Tamanho	Medida (cm)
1	16-20
2	21-25

Medir a circunferência do punho.

C911 - D
C912 - E

C628

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

RETROPÉ
Sandália Baruk

Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-38
G	39-40
GG	41-43

**PLANA**
Sandália Baruk

Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-38
G	39-40
GG	41-43

C629

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

TALA PARA DEDOS BILATERAL

Tala Imobilizadora Para Dedos Bilateral

C909 - 1

C909 - 2



Medir a circunferência do punho.


Tamanho	Medida (cm)
1	17-20
2	21-24

**EDUCADOR EVOLUTION**

Educador Postural em elástico

Tamanho	Medida (cm)
P	70-80
M	81-90
G	91-100
GG	101-110
EGG	111-120


C630



Medir a circunferência do tórax.

CORRETOR EVOLUTION

C904



Medir a circunferência do tórax.


Tamanho	Medida (cm)
P	70-80
M	80-90
G	90-100
GG	100-110
EGG	110-120

**COLETE PUTTI**

Colete em elástico (baixo)

Tamanho	Medida (cm)
P	80-90
M	90-100
G	100-110
GG	110-120

C907



Medir a circunferência da cintura.

COLETE PUTTI

Colete em elástico (alto)

C908 ●



Medir a circunferência da cintura.

Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-38
G	39-40
GG	41-43

**RETROPÉ**

Sandália Baruk

C900 ●



Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-38
G	39-40
GG	41-43

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.

PLANA

Sandália Baruk

C901 ●

Tamanho	Medida (cm)
PP	33-34
P	35-36
M	37-38
G	39-40
GG	41-43

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.



KIDS





COLAR CERVICAL

de Espuma

CK 803 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	28-32
2	33-42

Medir o circunferência do pescoço. O colar deve ficar 1,5cm abaixo da orelha.



IMOBILIZADOR

para Clavícula

CK 806 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	26-28
2	29-32

Medir de ombro a ombro.



ESPALDEIRA

para Postura

CK 808 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	53-58
2	59-64

Medir a circunferência do tórax.




TIPOIA

Simples

CK 804 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	24-27
2	28-33

Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.




TIPOIA IMOBILIZADORA

Estofada Velpeau (Dupla)

CK 800 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	24-27
2	28-33

Medir o comprimento da articulação do cotovelo até a falange proximal.



TALA PARA PUNHO

com Dedos Livres (Bilateral)

CK 802 ●

Tamanho	Medida (cm)
1	13-15
2	15-17

Medir a circunferência do punho.




APARELHO ELÁSTICO

para Rotação dos Membros Inferiores (Sing)

CK 809 ●

Tamanho	Medida (cm)
PP	42-47
P	48-53
M	54-59
G	60-65
GG	66-71

Medir a circunferência do quadril.



IMOBILIZADOR DE JOELHO

Posição Funcional

CK 805 ●

Tamanho	Medida (cm)	Altura
1	27-32	35
2	33-40	40



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.



BOTA IMOBILIZADORA

Robocop

CK 807 ●

Código	Tamanho	Cor forro
CK807-1	24-28	Estampado
CK807-2	29-32	Estampado

As medidas correspondem ao tamanho do calçado.



active

**MUNHEQUEIRA**

Boomerang Ajustável (Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
Único	13-25

CHA726 ●



Medir a circunferência do punho.

**CINTA TÊNIS**

Elbow Ajustável (Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
Único	18-33

CHA751 ●



Medir a circunferência 5cm abaixo do cotovelo.

**FAIXA ABDOMINAL**

Ajustável (Neoprene)

Altura (cm)	Medida (cm)
20	60-100
25	60-100

CHA711 ●



Medir a circunferência da cintura.

**SUPOORTE ATLÉTICO**

(Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
P	66-80
M	81-96
G	97-110
GG	111-127

CHA622 ○



Medir a circunferência do quadril.

**JOELHEIRA ELÁSTICA**

(Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
P	30-38
M	39-46
G	47-53
GG	54-60

CHA951 ●



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.

**JOELHEIRA ELÁSTICA**

(Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
P	31-38
M	39-46
G	47-53

CHA601 ●
(Par)

Medir a circunferência do joelho.

**JOELHEIRA LISA**

(Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
P	33-36
M	37-38
G	39-43
GG	44-51

CHA706 ●



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.

**JOELHEIRA COM ORIFÍCIO**

e Suporte Patelar (Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
P	33-36
M	37-38
G	39-43
GG	44-51

CHA708 ●



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.

**JOELHEIRA ARTICULADA**

(Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
P	33-36
M	37-38
G	39-43
GG	44-51

CHA710 ●



Medir a circunferência 10cm acima do centro da patela.

**JOELHEIRA COM ORIFÍCIO**

Patelar Ajustável (Neoprene)

Tamanho	Medida (cm)
Único	34-42

CHA758 ●

Medir a circunferência 10cm
acima do centro da patela.

**JOELHEIRA CURTA COM ORIFÍCIO**

Patelar Ajustável (Neoprene)

Altura (cm)	Medida (cm)
Único	32-40

CHA788 ●

Medir a circunferência do joelho.

**TORNOZELEIRA ELÁSTICA**

(Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
P	15-20
M	21-25
G	26-30
GG	31-35

CHA954 ●

Medir a circunferência do
tornozelo.

**TORNOZELEIRA ELÁSTICA**

(Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
P	15-20
M	21-25
G	26-30

CHA604 ●
(Par)

Medir a circunferência do
tornozelo.

**BANDAGEM PARA TORNOZELO**

Ajustável (Elástico)

Tamanho	Medida (cm)
Único	7,5x73

CHA634 ●



Chantal

Chantal
EVOLUTION

Chantal
KIDS

Chantal
active

Fábrica & Distribuidora / Escritório & showroom

Rua Marinho de Carvalho, 101
Conceição, Diadema - SP
09921-005
11 3201 1155

sac@chantal.com.br
www.chantal.com.br
Siga-nos: @grupochantal